

ジェルシートを貼って、待って、はがすだけの新しいホワイトニングです。参照：発売元（株）ヴァンクリーフ
受付カウンターのモニターでも使用方法をご案内しています。 & 販売元（株）デンタリード 資料

マウスピース
不要

室温保管
可能

使い切り
可能

POINT 01 個々の歯列にフィットする 独自ジェルシート構造

POINT 02 自己充填・液だれ不要の 新技術ジェルシート

POINT 03 室温での保管が可能・ 単回使用のため衛生的

① 過酸化水素ゲル
(6%配合)
② 不織布
③ POフィルム

製品情報概要

販売名：ティースホワイトニングジェルパック（過酸化水素6%）
内容量（1箱あたり）：ホワイトニングジェルパック（上顎5個・下顎5個）※再使用禁止
一般名称：医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
高度管理医療機器／承認番号：30700BZX00175000
使用期限：2年
保管方法：室温保管

使用方法



step 1

ティッシュや脱脂綿等で歯の表側・裏側の水分を拭き取ります。
POINT 特にな下の歯の裏側は念入りに拭き取ることで剥がれにくくなります。ご使用前に
歯磨きを行うとより効果的です。



step 2

パッケージからジェルパックを取り出し、下の歯から貼り付けていきます。
POINT 唾液がたまらないように、顔を少し上に向けてください。まずは表側から、歯と歯ぐきの境
目に合わせて端まで貼り付けてください。そのまま裏側に折り返すように貼ると、きれいに
装着させることができます。



step 3

シートの端と角が浮いていないか確認し、指でなぞるように貼り付けます。
POINT 特にな下の歯の裏側は指で上からしっかり押さえて密着させましょう。歯と歯のすき間
（歯間部）は、爪でギュッとシートを押し込むようにするとフィット感がより増します。



step 4

上の歯も同様の手順で装着します。上下ともにしっかりとシートが貼り
付けられていることを確認して装着完了です。
POINT 唾液が出ていたら、装着前に再度拭き取りましょう。



step 5

既定の時間*装着後、取り外してください。
必要に応じて口をすすいだり、軽くブラッシングをしましょう。

*装着時間目安：1日1回90分 ※歯科医師にご相談ください。

あなたのライフスタイルに合わせて
医療ホワイトニングをはじめましょう！



仕事しながら



運動しながら



家事・育児をしながら

どこでも、ながらホワイトニング

ホワイトニング中の 飲食物の制限はありますか？

ホワイトニング中の飲食制限はありません。

ホワイトニング後、24時間以内は歯が着色しやすい状態のため、

色の濃い食べ物や飲み物には注意が必要です。

特に30分～1時間は控えるようにしましょう。

ホワイトニング期間中はなるべく色の薄いものを選ぶようにし、

飲食した場合は、なるべく早く歯磨き・口をすすぐようにして着色を防ぎましょう！

ホワイトニング中に避けて欲しい食べ物

食べ物・飲み物



カレー ミートソース ケチャップ チョコレート ベリー類 ワイン

その他

●黄ばみの原因となるもの

- ☒ 飲み物／コーヒー・紅茶
- ☒ 色の濃い野菜／ほうれん草・トマト
- ☒ 調味料／醤油・ソース
- ☒ イソフラボンを含む食べ物／豆腐・豆乳

●刺激の原因となるもの

- ☒ レモン・わさび・酢・からし・マスタード

出型をとりながらでも いいところたくさんあるね	室温保管が楽だね いいですね	ジェルシートがこんな 感じでフィットするのが 気に入るのよ	Thank you	気軽にホワイトニング 出来ますよ	トレーニングが必要だね 歯のケアだね
使い捨てできるのも楽 で衛生的で良いところ だね	手軽さがGood だね	気軽にホワイトニング が出来るのね	世の中 ホワイトニング ブームだね	「ながらホワイトニング」 新しい感覚だね	一度試して みたいだね